




IPS e.max® ZirCAD Prime Esthetic

Stück Ø 98,5 mm H 14 mm, A2



Artikelnr.: 213637
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH
Gewicht: 0.567 kg
Höhe: 56 mm
Breite: 148 mm
Länge: 153 mm

€ 143,49

Zzgl. MwSt.

Stück Disk Ø 98,5 mm H 14 mm, A2

IPS e.max® ZirCAD Prime steht für höchste Qualität und High-end Ästhetik bei Zirkonoxidrestaurationen. Optimierte Arbeitsabläufe steigern gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit und Effizienz in Ihrem Labor. *IPS e.max® ZirCAD Prime* und *IPS e.max® ZirCAD Prime Esthetic* ergänzen sich in ihrer Materialzusammensetzung und den Einsatzgebieten ideal. *IPS e.max® ZirCAD Prime Esthetic* ist der Spezialist für natürlich aussehende und effizient hergestellte Kronen. *IPS e.max® ZirCAD Prime Esthetic* ist der Spezialist für natürlich aussehende und effizient hergestellte Kronen.

- Beeindruckende Ästhetik und hohe Stabilität
- Hochwertige Restaurationen mit integriertem Farb- und Transluzenzverlauf
- Präzise Farbgebung für sicheres Erreichen der gewünschten A-D-Farbe
- Alle Anwendungsbereiche
- Für alle Verarbeitungstechniken: Glasur-, Mal-, Cut-Back-, Verblend- oder Infiltrationstechnik
- 10 Jahre IPS e.max® Garantie