



LM Arte™ Solo

Stück posterior, schwarz, LM-ErgoSense® Griff



Artikelnr.: 213838
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.027 kg
Höhe: 3 mm
Breite: 50 mm
Länge: 193 mm

€ 60,84

Zzgl. MwSt.

Stück Restaurationsinstrument posterior, schwarz, LM-ErgoSense® Griff

Farbe gelb: Instrument für anspruchsvolle ästhetische Restaurationen in anterioren Bereichen. Die runden und eckigen Spatel dienen zur Modellierung der anterioren Zähne, insbesondere der labialen Flächen.

Farbe schwarz: Instrument für anspruchsvolle Kompositrestaurationen in posterioren Bereichen. Das mit einem Plugger versehene Instrumentenende wurde für umfangreiche Füllungen und zum Modellieren von Komposit entwickelt. Mit dem scharfkantigen Ende kann die okklusale Oberflächenanatomie in ihren Konturen naturgetreu nachgebildet werden.

LM Arte™ Restaurationsinstrumente

LM Arte™ ist ein innovatives Instrumentenset für ästhetische Restaurationen, das speziell für die Kompositschichtung entworfen wurde. Jedes Instrument ist farbcodiert und nach den entsprechenden Indikationen benannt, um Restaurationen zu vereinfachen und effizienter zu machen.

LM-Arte™ Instrumente wurden in Zusammenarbeit mit Style Italiano entwickelt, einer Studiengruppe leidenschaftlicher Praktiker und Forscher, die sich auf die ästhetische, restaurative Zahnheilkunde spezialisiert haben.

Griffvarianten:

LMErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

LMErgoMax™

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine

ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.