



## PS Modellhalter

Stück mit Schraubsystem

---



Artikelnr.: 213841  
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH  
Gewicht: 0.5 kg  
Höhe: 95 mm  
Breite: 145 mm  
Länge: 325 mm

**€ 517,17**

*Zzgl. MwSt.*

---

### Stück Modellhalter mit Schraubsystem

Der Modellhalter fixiert die Modelle immer im idealen Abstand zur Optik des Scanners und kann zusätzlich mit dem Modell-Fixator aufgerüstet werden. Der Modellhalter mit Blu Tack ist eine Alternative zum Modellhalter mit Schraubsystem. Der mit jedem Modellhalter kompatible Modell Fixator bietet eine feste und zuverlässige Okklusion. Schnell und einfach zu bedienen, kann auf jeden Fall angewendet werden und gewährleistet eine freie Sicht auf das Bukkalkieferprofil.