



## PS Quarter Tray Adapter

Stück



Artikelnr.: 213848  
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH  
Gewicht: 0.4 kg  
Höhe: 95 mm  
Breite: 145 mm  
Länge: 325 mm

**€ 661,96**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Adapter

Mit dem Quarter Tray Adapter können Teilmodelle von Ober- und Unterkiefen sowie bis zu vier Stümpfe zeitgleich gescannt werden, wodurch die Produktivität des Scansystems erheblich gesteigert wird. In nur zwei Scanschritten werden so die Okklusion und anschließend Nachbarzähne und Stümpfe erfasst.