



## OP-Kittel Expo Mikrofaser

Stück hellblau steril, M



Artikelnr.: 213879  
Hersteller: Euronda Deutschland GmbH  
Gewicht: 2 kg  
Höhe: 260 mm  
Breite: 400 mm  
Länge: 290 mm

**€ 83,77**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** OP-Kittel hellblau steril, M

Strapazierfähiger blauer OP-Kittel zum Einmalgebrauch aus hochwertiger wasserabweisender SMS-Mikrofaser. Hoher Tragekomfort mit weißen Baumwollbündchen. Das Material ist aus zwei Lagen Spinnvlies und einem Meltblown-Filter zu einer widerstandsfähigen, leicht atmungsaktiven und sehr wasserabweisenden Mikrofaser verwoben. Einzeln steril verpackt oder unsteril. Erhältlich in den Größen M, L oder XL.

- Qualität Mikrofaser = 35g/m<sup>2</sup>