



# Hinrisep K

Flasche 1 Liter



Artikelnr.: 214027  
Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH  
Gewicht: 1.06 kg  
Höhe: 221 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 88 mm

**€ 23,23**

*Zzgl. MwSt.*

## Flasche 1 Liter

Isoliermittel auf Alginatbasis für Gipsmodelle in der Kunststofftechnik (für Heiß- und Kaltpolymerisate). Der dünne, glatte Film ist kratzfest und isoliert zuverlässig Gips gegen Kunststoffe.