



neodisher® Alka 240

Kanister 12 kg



Artikelnr.: 214039
Hersteller: Chem. Fabrik Dr. Weigert
Gewicht: 12.44 kg
Höhe: 306 mm
Breite: 205 mm
Länge: 230 mm

€ 76,26

Zzgl. MwSt.

Kanister 12 kg

Intensiv-Reiniger für das maschinelle Geschirrspülen.

Anwendungsbereich

- Reinigung von Geschirr, Gläsern, Besteck, Tablettts und Arbeitsutensilien in gewerblichen Geschirrspülmaschinen in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Fleischereien und Bäckereien

Leistungsspektrum

- Entfernt Speisereste aller Art, auch angetrocknete stärkehaltige Rückstände, Stärke- und Eiweißablagerungen
- Geeignet für die Reinigung von Spülgut mit leicht angetrockneten Kaffee- und Teerückständen
- Besonders für die Verwendung mit weichem bis mittelhartem Wasser geeignet
- Geeignet für Glas, Porzellan, Edelstahl und alkalibeständige Kunststoffe
- Nicht geeignet für Aluminium, Eloxal und Leichtmetalllegierungen

Besondere Eigenschaften

- Hohes Stärkelösevermögen
- Gute Wasserhärteabbindung
- Die spezielle phosphat- und aktivchlorfreie Formulierung ermöglicht ein ausgezeichnetes Dispergieren von Speiseresten und Entfernen von Gerbstoffresten