



## Vista Precision Irrigator

Packung 1 Adapter mit Blue-Flow Tips

---



Artikelnr.: 214144  
Hersteller: American Dental Systems  
Gewicht: 0.013 kg  
Höhe: 20 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 200 mm

**€ 388,79**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 1 Adapter mit Blue-Flow Tips

Dieser autoklavierbare Adapter passt für alle Luer Lock Needle Tips und ist kompatibel mit den meisten gängigen sowie allen Quick Change Luft-/Wasserspritzen. Unzerbrechlich, behindert nicht die Sicht.