



# Monoart Patientenservietten Towel Up Natura

Packung 500 Stück 33 cm x 45 cm



Artikelnr.: 214207

Hersteller: Euronda Deutschland GmbH

Gewicht: 2.82 kg

**€ 17,48**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 500 Servietten 33 cm x 45 cm

## Nachhaltige Patientenaufgabe in Monoart-Qualität

- 20% weniger CO<sub>2</sub>
- Saugstark & flüssigkeitsfest
- Größe 33 cm x 45 cm

## Natura - Upcycling Patientenschutz

Patientenservietten Natura bestehen aus saugstarker Zellulose mit einer Polyethylen-Schicht. Sie eignen sich optimal zum Schutz von Patientinnen und Patienten in der Zahnarztpraxis oder bei medizinisch-kosmetischen Anwendungen. Der Zellstoff der Patientenserviette nimmt viel Feuchtigkeit auf. Seine spezielle Struktur verteilt Flüssigkeiten über die Oberfläche. Das erhöht die Aufnahmefähigkeit. Die Mikrostruktur erfüllt noch einen weiteren Zweck: Sie sorgt dafür, dass Folie und Papier auf natürliche Weise fest miteinander verbunden werden - umweltschonend, ganz ohne den Einsatz von Klebemitteln.

Das ganz Besondere an TowelUp Natura ist die nachhaltige Materialmischung: In einem Upcycling-Prozess werden der Zellulose Fasern aus Kaffeerückständen beigemischt. So entsteht ein saugfähiger Zellstoff mit einer natürlichen Farbgebung. Die Verwertung von organischen Rückständen aus der Kaffeeherstellung erfolgt ohne höheren Energieeinsatz und spart zusätzlich 20% CO<sub>2</sub> ein. Das macht Monoart TowelUp Natura einzigartig.

Die untere Schicht der Dentalserviette besteht weiter aus einer feinen Folie, damit das Durchdringen von Feuchtigkeit verhindert wird. Die Nässebarriere macht, dass Kleidung von Patientinnen und Patienten sauber und trocken bleiben.

## Hygienische TowelUp!-Verpackung

Monoart Patientenservietten Natura lassen sich bequem einzeln aus der Packung nehmen. Die lässt sich anschließend wieder hygienisch verschließen. Die einzigartige TowelUP-Verpackung vereinfacht ebenfalls das Handling und die Lagerung des Serviettenvorrats.

## Vorteile Towel Up Natura

- Saugstark & flüssigkeitsfest
- Packung wiederverschließbar
- Natürliche Farbgebung
- Nachhaltig produziert in Europa
- Größe 33 x 45 cm