



Dosierbecher

Stück für 250 ml



Artikelnr.: 214213
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 180 mm
Breite: 85 mm
Länge: 85 mm

€ 3,49

Zzgl. MwSt.

Stück Becher für 250 ml

- *Dosierbecher* 250 ml aus Polypropylen mit Skalierung 5 ml für smartsonic med clean EC10, EC35, EC 60
- *Dosierbecher* 1.000 ml aus Polypropylen mit Skalierung 10 ml für smartsonic med clean EC10, EC35, EC 60