



## smartsonic med 30 Kunststoffdeckel

Stück

---



Artikelnr.: 214222  
Hersteller: Smartdent  
Gewicht: 0.158 kg  
Höhe: 20 mm  
Breite: 180 mm  
Länge: 301 mm

**€ 18,46**

*Zzgl. MwSt.*

---

### Stück Deckel

Kunststoffdeckel für das smartsonic med 30

- Reduzieren den Lärm der Ultraschallreinigung
- Sparen durch das Auffangen und Zurückführen verdampfenden Wassers des Ultraschallbades

### Energie und Kosten

- Dienen umgedreht als Abtropftablett für Korb und gereinigte Teile
- Außenmaße B/T/H (mm): 270/175/20