



TOPDENT Mini Ziegenhaar Bürste

Packung 12 Stück extraweich, weiß, 1-reihig, Ø 26 mm, 6 mm



Artikelnr.: 214353

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.018 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 60 mm

Länge: 140 mm

€ 95,59

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Bürsten extraweich, weiß, 1-reihig, Ø 26 mm, 6 mm

Die extraweichen Borsten schmiegen sich perfekt am Material an. Zur Bimsstein-Vorpolitur oder Hochglanzpolitur - für Handstück oder Poliermotor geeignet.

- Max. Drehzahl 5.000 U/min.