




Dafilon®

Packung 12 Stück blau, 45 cm, USP 5/0, DS16



Artikelnr.: 214444
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.078 kg
Höhe: 63 mm
Breite: 64 mm
Länge: 138 mm

€ 57,69

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Folien blau, 45 cm, USP 5/0, DS16

Dafilon ist ein synthetisches, nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Polyamid 6/6.6 (blau eingefärbt) Polyamid 6.6 (schwarz eingefärbt) oder Polyamid 6 (ungefärbt). *Dafilon* blau und *Dafilon* ungefärbt werden für den Hautverschluß und in der plastischen Chirurgie verwendet. *Dafilon* blau ist auch geeignet für den Einsatz in der Neurochirurgie. *Dafilon* schwarz wird für die Mikro- und Augen Chirurgie verwendet. Wie bei jedem Nahtmaterial aus Nylon, obwohl nicht resorbierbar, kann die fortschreitende Hydrolyse des Nahtmaterials einen stufenweisen Verlust der Reißfestigkeit mit der Zeit ergeben.