



Contact Marker

Packung 2 x 20 ml Flüssigkeit weiß



Artikelnr.: 214481

Hersteller: al dente Dentalprodukte

Gewicht: 0.07 kg

Höhe: 27 mm

Breite: 57 mm

Länge: 77 mm

€ 28,06

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 20 ml Flüssigkeit weiß

Flüssiges, dünnfließendes Pigment (3?) zum gezielten Erkennen von Störstellen an Kronen, Inlays und Geschiebeteilen. *Contact Marker* haftet auf allen Materialien, wie Metalle, Gipse und Kunststoffe. *Contact Marker* deckt zuverlässig mit nur einem Auftrag und lässt sich leicht mit Wasser wieder abwaschen. *Contact Marker* ist in 3 Farben erhältlich.