



# Absorberbox XL

Stück



Artikelnr.: 214515  
Hersteller: Schick Dental GmbH  
Gewicht: 7 kg  
Höhe: 420 mm  
Breite: 520 mm  
Länge: 650 mm

**€ 933,04**

*Zzgl. MwSt.*

## Stück Absorberbox

Die neue *Absorberbox XL* von Schick ist die sauberste Lösung für staubintensive Arbeiten im Labor. Das extra große Innenvolumen ermöglicht bequemes Arbeiten mit maximaler Bewegungsfreiheit. Großzügige Eingriffsöffnungen mit Gummimanschetten gestatten müheloses Einführen von Hand- und Werkstück. Durch eine integrierte Absaugung mit Feinfilter ist jederzeit freie Sicht auf das Werkstück gegeben. Für maximale Absaugleistung kann die *Absorberbox XL* an eine externe Absaugung angeschlossen werden. Dazu muss lediglich mit einem Handgriff die Filtereinheit herausgezogen und gegen die Anschlussplatte für externe Absaugung getauscht werden. Die großflächige LED-Beleuchtung garantiert eine helle und schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsfeldes.

### Ihre Vorteile

- Flexibler Einsatz im Labor dank integrierter Absaugung
- Extragroßes Innenvolumen (21 Liter)
- Einfacher Umbau von interner auf externe Absaugung
- Großflächige LED-Beleuchtung