



## SIMPLEX working model

Rolle 800 g



Artikelnr.: 214521  
Hersteller: Renfert GmbH  
Gewicht: 1.21 kg  
Höhe: 66 mm  
Breite: 208 mm  
Länge: 228 mm

**€ 26,16**

*Zzgl. MwSt.*

### Rolle 800 g Filament

Das Bio-Filament *SIMPLEX working model* ist für die digitale Herstellung von Arbeitsmodellen abgestimmt und hat eine hohe Detailwiedergabe. Fördert angenehmes Arbeiten, da frei von reizenden Bestandteilen. Erzeugt keine unangenehmen Dämpfe während des Druckprozesses, ist recycelbar und industriell kompostierbar.

Drucktemperatur: 190-230 °C