



SIMPLEX aligner model

Rolle 800 g



Artikelnr.: 214522
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 1.21 kg
Höhe: 66 mm
Breite: 208 mm
Länge: 228 mm

€ 56,73

Zzgl. MwSt.

Rolle 800 g Filament

Das Spezialfilament *SIMPLEX aligner model* ist auf die speziellen Bedürfnisse der Aligner-Herstellung und Tiefziehtechnik* abgestimmt. Fördert angenehmes Arbeiten, da frei von reizenden Bestandteilen. Erzeugt keine unangenehmen Dämpfe während des Druckprozesses. Keine Nachbehandlung, kein Tempern notwendig.
Drucktemperatur: 235-255 °C

*ausgenommen: Zendura Clear Aligner & Retainer Material