



SIMPLEX multi-use model

Rolle 800 g



Artikelnr.: 214523
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 1.21 kg
Höhe: 66 mm
Breite: 208 mm
Länge: 228 mm

€ 75,25

Zzgl. MwSt.

Rolle 800 g Filament

Das Bio-Filament *SIMPLEX multi-use model* sorgt mit seinem hohen Hartgipsanteil für eine natürliche Oberflächenwirkung. Bietet eine hohe Detailwiedergabe. Fördert angenehmes Arbeiten, da frei von reizenden Bestandteilen. Erzeugt keine unangenehmen Dämpfe während des Druckprozesses, ist recycelbar und industriell kompostierbar. Es lässt sich optimal mit rotierenden Instrumenten oder einem Skalpell bearbeiten.

Drucktemperatur: 205-220 °C