



UDS Kanülen

Packung 100 Stück grau G27 kurz, 0,4 x 25 mm, Kappe transparent



Artikelnr.: 214651
Hersteller: Septodont GmbH
Gewicht: 0.207 kg
Höhe: 78 mm
Breite: 72 mm
Länge: 139 mm

€ 17,36

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen grau G27 kurz, 0,4 x 25 mm, Kappe transparent

Präzisions-Kanülen für schonenden Einstich. Passgenaue und leichtgängige Kunststoffgewinde für alle gängigen Injektionssysteme mit Zylinderampullen. Verschiedene Längen und Stärken für alle Formen der Lokalanästhesie (Farbcodierung der Köcher nach DIN zur leichten Identifizierung der Kanülen).