



TEK-1 Pinselborsten

Packung 10 Stück montiert, weich, Ziegenhaar



Artikelnr.: 214984
Hersteller: SILADENT
Gewicht: 0.021 kg
Höhe: 50 mm
Breite: 100 mm
Länge: 175 mm

€ 29,51

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Pinselborsten montiert, weich, Ziegenhaar

Zum Hochglanzpolieren der Innenflächen der TEK-1 Sekundärkronen in TEK-1 Verbindung mit TEK-1 POL-Diamantpolierpaste.