



Steri-Endo Guard Hand

Stück für 16 Handinstrumente, pflaume, 13,7 x 1 x 5,6 cm



Artikelnr.: 215036
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.037 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 153 mm
Länge: 112 mm

€ 50,37

Zzgl. MwSt.

Stück Instrumentenständer für 16 Handinstrumente, pflaume, 13,7 x 1 x 5,6 cm

Steri-Endo Guard Hand

- Für bis zu 16 Handinstrumente
- Geeignet zum Lagern, Reinigen und Sterilisieren von allen Instrumentenlängen
- Enthält Messlehre zur Längenprüfung und Positionierung der Endo-Stops
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Inklusive 12 Einweg-Schaumstoffwürfel zur Zwischenlagerung und -reinigung der Instrumente
- Integrierter Schieber auf dem Verschlussbügel zur Überwachung der Sterilisationshäufigkeit
- Autoklavierbar