



Steri-Endo Guard Engine

Stück für 11 Maschinen- und 5 Handinstrumente, dunkelblau, 14,1 x 1,3 x 5,1 cm



Artikelnr.: 215037
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.037 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 104 mm
Länge: 154 mm

€ 40,04

Zzgl. MwSt.

Stück Instrumentenständer für 11 Maschinen- und 5 HandInstrumente, dunkelblau, 14,1 x 1,3 x 5,1 cm

Steri-Endo Guard Engine

- Geeignet zum Lagern, Reinigen und Sterilisieren von allen Instrumentenlängen
- Enthält Messlehre zur Längenprüfung und Positionierung der Endo-Stops
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Inklusive 12 Einweg-Schaumstoffwürfel zur Zwischenlagerung und -reinigung der Instrumente
- Integrierter Schieber auf dem Verschlussbügel zur Überwachung der Sterilisationshäufigkeit
- Autoklavierbar