



Medicom® Dry-Back® Patientenservietten

Karton 100 Stück blau, 33 x 45,5 cm



Artikelnr.: 215041
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.671 kg
Höhe: 250 mm
Breite: 133 mm
Länge: 182 mm

€ 8,74

Zzgl. MwSt.

Karton 100 Servietten blau, 33 x 45,5 cm

Medicom® Dry-Back® Dental Bibs Farbige Servietten mit hervorragender Absorption durch zusätzliche Papierschicht und rückseitige Folie. Bieten wirkungsvollen Patientenschutz und -komfort. Geeignet für kleinere Eingriffe, bei denen ein zusätzlicher Schutz gewünscht wird. Wählen Sie aus einer Vielzahl von leuchtenden Farben, ideal für die Zusammenstellung eigener Farbsets mit Masken, Bechern und Speichelsaugern. Horizontal geprägtes Muster und einzigartiger wasserabweisender Randbereich.

- Im praktischen Spender
- Material: 3-lagig - Papier-Polyethylen
- Größe: 33 x 45,5 cm
- Inhalt: 100 Stück
- Made in EU