



Snow White™ Plaster

Eimer 4 kg Spezial Gips weiß



Artikelnr.: 215116
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 4.29 kg
Höhe: 248 mm
Breite: 199 mm
Länge: 199 mm

€ 23,84

Zzgl. MwSt.

Eimer 4 kg Spezial Gips weiß

Snow White™ ist ein schnell abbindender und zuverlässiger Gips. Er ist sehr beliebt als Abform- und Artikulationsgips sowie bei der Herstellung von Lötmodellen, labialen/okklusalen Schlüsseln und Provisorien. Snow White ist für leichte Lesbarkeit in zwei natürlichen, für das Auge angenehmen Pastellfarben (gelb und grau) erhältlich und für eine Vielzahl von zahnärztlichen Techniken das Produkt der Wahl.