



Laborsil clear

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen



Artikelnr.: 215121
Hersteller: Drevo Dentamid GmbH
Gewicht: 0.231 kg
Höhe: 73 mm
Breite: 94 mm
Länge: 138 mm

€ 42,92

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen

Vielseitig anwendbares, hochtransparentes Silikon mit einer Endhärte von 70 Shore A. Besonders als Matrizenmaterial für lichthärtende Front- und Seitenzahnkomposite geeignet.