



BeeSana® PP-Schutzmantel

Karton 10 x 10 Stück grün, 140 x 140 cm



Artikelnr.: 215145
Hersteller: Meditrade GmbH
Gewicht: 9.94 kg
Höhe: 360 mm
Breite: 280 mm
Länge: 610 mm

€ 96,68

Zzgl. MwSt.

Karton 10 x 10 OP-Mäntel grün, 140 x 140 cm

BeeSana® PP-Schutzmantel

Der Leistungsstarke Schutzmantel für Personal und Besucher.

Charakteristik

Schutzmantel aus PP-Vlies in der Stärke 35 g/m². Das Material ist leicht zu tragen, atmungsaktiv und sorgt somit für guten Temperaturengleich. Verschlussbänder am Hals und an der Taille sowie Trikotbündchen als Ärmelabschluss für guten Tragekomfort. Flüssigkeitsabweisend, strapazier-fähig, unsteril, für den Einmalgebrauch.

Anwendung

Stations- und Besucherkittel zum Schutz vor Keimverschleppung im Krankenhaus und in der Altenpflege für Personal, Patienten und Besucher.