

Isolite 3 m.Licht St



Artikelnr.: 215249
Hersteller: Zyris INC.
Gewicht: 1.633 kg
Höhe: 76 mm
Breite: 254 mm
Länge: 356 mm

€ 1.895,00

Zzgl. MwSt.

Produkteigenschaften:

- Absaugung und Schutz in noch nie da gewesener Leistung
- Ideal für die Alleinbehandlung, Prophylaxe, Kinderbehandlung, ...
- Automatisches Abhalten der Zunge
- Regulierbare Saugleistung (OK/UK)
- Adaption an alle Einheiten möglich
- Ausleuchtung der kompletten Mundhöhle
- Schattenfreie Beleuchtung
- 3 Helligkeitsstufen für weißes Licht
- 3 Helligkeitsstufen von echtem Bernstein "cure-safe" Modus verhindern vorzeitige Aushärtung von Harzen
- Ermöglicht ein höheres tägliches Patientenaufkommen pro Stuhl
- Dedizierter Schlauch mit integriertem Y-Adapter im Lieferumfang enthalten
- Einmalige einfache Installation
- 12 Monate Standardgarantie; 24 Monate Garantieverweiterung nach erfolgreichem Demotermin möglich. Termin auf Anfrage bei Ihrem Ansprechpartner.

Zubehör:

Isolite 3 – Powerbank Paket, Art.-Nr. 903012	€ 60,- zzgl. MwSt.
--	--------------------