




MELAtherm 10 Einsatzgestell Universal

Stück Haltebügel



Artikelnr.: 215306
Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG
Gewicht: 0.065 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 200 mm
Länge: 260 mm

€ 34,12

Zzgl. MwSt.

Stück Haltebügel

Abgestimmt auf den individuellen Praxis-Bedarf, bietet MELAG das Einsatzgestell Universal in drei Größen:

- **Universal Flex 1** - ist ideal für die Reinigung und Desinfektion von bis zu 4x MELAstore Tray 50, 2x MELAstore Tray 100, 1x MELAstore Tray 200 oder 1x Siebkassette. Das Einsatzgestell Universal Flex 1 nimmt platzsparend ein 1/6 Segment im Basiskorb des MELAtherm ein
- **Universal Flex 2** - ist ideal für die Reinigung und Desinfektion von bis zu 8x MELAstore Tray 50, 4x MELAstore Tray 100, 3x MELAstore Tray 200 oder 3x Siebkassette. Das Einsatzgestell Universal Flex 2 nimmt platzsparend ein 2/6 Segment im Basiskorb des MELAtherm ein
- **Universal Flex 3** - ist ideal für die Reinigung und Desinfektion von bis zu 12x MELAstore Tray 50, 6x MELAstore Tray 100, 5x MELAstore Tray 200 oder 5x Siebkassette. Das Einsatzgestell Universal Flex 3 bietet maximale Kapazität auf der halben Fläche des MELAtherm Basiskorbs.

*Die Haltebügel können für eine individuelle Bestückung mit anderen Wash-Trays flexibel versetzt und ergänzt werden.