



Dentaroll-D

Set



Artikelnr.: 215316
Hersteller: Röntgen-Bender
Gewicht: 7.35 kg
Höhe: 260 mm
Breite: 185 mm
Länge: 200 mm

€ 85,48

Zzgl. MwSt.

Set 1 Entwicklerkonzentrat (Teil A + B), 1 Fixierkonzentrat (Teil A + B), für 2 x 5 Liter Lösung

DENTAROLL ist ein Dentalfilm-Entwicklungsset (Entwickler und Fixierer) für die Entwicklung von Dentalfilmen, speziell in Rollen-Entwicklungsmaschinen (Dürr AC 1330, AC 1416, AC 245 L und XR 24, Philips Rollomat 810 und 820, Gendex Clarimat GX-300, Velopex (hier Ansatz 1 + 3), Siemens P 10). Die Konzentrate garantieren eine optimale Verarbeitung und Archivfähigkeit der Dental-Filme. Entwickler- und Fixierbadkonzentrat sind zweiteilig