



Isovac

Stück ohne Licht, Kunststoff



Artikelnr.: 215352
Hersteller: Zyris INC.
Gewicht: 0.308 kg
Höhe: 152 mm
Breite: 102 mm
Länge: 152 mm

€ 395,00

Zzgl. MwSt.

Stück Isovac, ohne Licht, Kunststoff

Dank eines simplen Plug & Play Systems ermöglicht die *Isovac* Ihnen eine schnelle und einfache Handhabung von Eingriffen für konstante Ergebnisse. Durch das Nutzen der Mundstücke aus der Isolite-Serie können Sie folgendes erleben:

- Retraktion für eine bessere Sichtbarkeit
- Kontinuierliches Saugen für die Feuchtigkeitskontrolle
- Schutz der Atemwege
- Beißblock für Komfort und Sicherheit

Vorteile:

- Plug & Play System mit einem Adapter zur direkten Verbindung mit einem Speichelzieher
- Die *Isovac* bietet Ihren Patienten Komfort und Sicherheit

Spezifikationen:

- Ein Autoklav-geeigneter hinterer Kontrollkopf, der zur Verbindung mit Isolite Mundstücken geeignet ist
- Doppelseitige Bürste, High-Volume Verbindungsstück, O-Ring-Wartungskit mit Schmiermittel
- 1 Jahr Hersteller-Garantie auf alle Komponenten

Zubehör: Ersatzreinigungsbürste für Isolite & Isovac Artikelnummer 897274