



Ziramant 6880Z

Packung 2 Stück blau/grün grob, FG, Figur 140, 6 mm, ISO 014



Artikelnr.: 215353
Hersteller: Busch & Co. GmbH & Co.KG
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 58 mm
Länge: 58 mm

€ 11,90

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Schleifer blau/grün grob, FG, Figur 140, Kopflänge: 6 mm, ISO 014

ZIRAMANT (für Zirkonoxid)

Effektives Bearbeiten von Zirkonoxid in der Zahnarztpraxis Zirkoniumdioxid, kurz Zirkonoxid genannt, hat die Vorteile einer besonderen Ästhetik, Biokompatibilität und Stabilität. Letzteres stellt hohe Ansprüche an die rotierenden Instrumente im Rahmen der Bearbeitung entsprechender Zirkon-Restorationen. Hier bietet BUSCH aus seinem Diamantschleifer-Programm die schnittfreudige ZIRAMANT-Serie für die Zahnarztpraxis an. Diese verfügt über drei unterschiedliche, auf Zirkonoxid und verschiedene Arbeitsschritte abgestimmte, spezielle und vor allem stabile Mischkorndiamantierungen. Von der Entfernung und Trepanation restaurativer Zirkon-Versorgungen (Schaftring blau/grün), über die Korrektur von Zirkon-Abutments (Schaftring blau/blau), bis hin zur Feinkorrektur bei der Zirkon-Eingliederung (Schaftring rot/rot). Neben den drei genannten Körnungen stehen elf ZIRAMANT-Schleifer in unterschiedlichen Formen zur Verfügung.