



TOPDENT MiniPli Ziegenhaar Bürste

Packung 6 Stück weiß, Ø 22 mm mit Nessel



Artikelnr.: 215371

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.023 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 55 mm

Länge: 135 mm

€ 41,89

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Bürsten weiß, Ø 22 mm mit Nessel

Für Keramiken aller Art, Komposit & Kunststoff. Durch die Nesselinlage wird die Polierpaste hervorragend konserviert. 10-fach höhere Standzeit gegenüber Standardbürsten. Die breite Auflagefläche ermöglicht eine großflächige Politur bei stärkerem Druck, höheren Drehzahlen und geringem Haarverlust.

- Maximale Drehzahl 6.000 min⁻¹