



## NiTin Ringe

Stück schwarz, für Molar



Artikelnr.: 215390  
Hersteller: Garrison Dental Solutions  
Gewicht: 0.008 kg  
Höhe: 2 mm  
Breite: 46 mm  
Länge: 78 mm

**€ 70,91**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Ring schwarz, für Molar

Die zwei Ringgrößen von NiTin mit dem stabilen, gezogenen Nitinol Draht erzielen einen konstanten Separationsdruck auf der gesamten Zahnhöhe. Mit jeder Benutzung wissen Sie, was Sie erhalten – stets gute Kontakte. Wenn Sie der Leistung Ihres Ringes vertrauen, können Sie auch den Kontakten trauen. Wenn Sie in Teilmatrizenringe investieren, dann investieren Sie in NiTin. Die Ringe vereinen die besten Technologien, um alles andere auf dem Markt zu übertreffen. Beständigkeit – Der Nitinol-Ring zeichnet sich durch eine verbesserte Festigkeit und eine Rückfederung in die Ursprungsform aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine gute Adaption an eine große Bandbreite von Zahnanatomien. Langlebigkeit – Die Verarbeitung als gezogenes Nickel-Titan des Nitinol-Rings sowie die ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften und die sehr dichten Mikrostrukturen, bieten überlegene Langlebigkeit gegenüber gepresstem Nickel-Titan im Sinterverfahren. Retention – Das herausragende Design der Spitzen des NiTin-Rings bietet eine erheblich verbesserte Beständigkeit gegen vertikales Abspringen als andere Nickel-Titan-Ringe.