



NiTin Full Contour Matrizenbänder

Packung 50 Stück 4,4 mm, für Prämolaren



Artikelnr.: 215403
Hersteller: Garrison Dental Solutions
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 50 mm
Länge: 95 mm

€ 36,87

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Bänder 4,4 mm, für Prämolaren

Ausgeprägte Krümmung für eine optimale Wiederherstellung der Zahnanatomie. Die NiTin Matrizenbänder sind optimal vorgebogen und 0,038mm dünn. Sie bestehen aus poliertem, bleibtem Edelstahl. Sie sind in fünf verschiedenen Größen erhältlich. Ihre ideale Form hilft Ihnen dabei, die Anatomie des Zahnes vollständig wiederherzustellen.