



## SABANA SILK

Packung 24 Stück schwarz, 45 cm, DS-19, USP 3/0, Stärke 2



Artikelnr.: 215426  
Hersteller: SABANA Medizinbedarf GmbH  
Gewicht: 0.135 kg  
Höhe: 66 mm  
Breite: 118 mm  
Länge: 144 mm

**€ 36,46**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 24 Nadeln schwarz, 45 cm, DS-19, USP 3/0, Stärke 2

*SABANA SILK* (früher SABAsilk) ist ein geflochtenes, nicht-resorbierbares steriles chirurgisches Nahtmaterial, das aus dem organischen Protein Fibroin besteht. Dieses Nahtmaterial ist zur Verbesserung der Handhabungseigenschaften sowie zur Verminderung der Kapillarität mit Silikon beschichtet.