



SABAsorb rapid®

Packung 24 Stück ungefärbt, 75 cm, HR-17, USP 4/0, Stärke 1,5



Artikelnr.: 215427
Hersteller: SABANA Medizinbedarf GmbH
Gewicht: 0.143 kg
Höhe: 63 mm
Breite: 119 mm
Länge: 146 mm

€ 80,05

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Nadeln ungefärbt, 75 cm, HR-17, USP 4/0, Stärke 1,5

Resorbierbares, chirurgisches Nahtmaterial. Ungefärbter Faden, polyfil, geflochten, beschichtet. Sehr gute Gleitfähigkeit und Geschmeidigkeit. Resorption nach ca. 42 Tagen.