



SABAsorb®

Packung 24 Stück violett, 45 cm, DS-18, USP 5/0, Stärke 1



Artikelnr.: 215440
Hersteller: SABANA Medizinbedarf GmbH
Gewicht: 0.143 kg
Höhe: 63 mm
Breite: 119 mm
Länge: 146 mm

€ 70,31

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Nadeln violett, 45 cm, DS-18, USP 5/0, Stärke 1

SABAsorb® ist ein synthetisches, geflochtenes, resorbierbares, steriles, chirurgisches Nahtmaterial aus Polyglykolsäure (PGA). Das geflochtene Nahtmaterial ist einheitlich mit Polycaprolacton und Calciumstearat beschichtet. Seine Resorption ist zwischen 60 und 90 Tagen im Wesentlichen abgeschlossen.