



SABANA NYLON

Packung 24 Stück schwarz, 45 cm, DS-16, USP 5/0, Stärke 1



Artikelnr.: 215505
Hersteller: SABANA Medizinbedarf GmbH
Gewicht: 0.131 kg
Höhe: 66 mm
Breite: 117 mm
Länge: 145 mm

€ 37,63

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Nadeln schwarz, 45 cm, DS-16, USP 5/0, Stärke 1

SABANA NYLON (früher SABAFil) ist ein synthetisches, monofiles, nicht-resorbierbares steriles chirurgisches Nahtmaterial, bestehend aus Polyamid 6 (Polymerisation von Caprolactam) oder Polyamid 6.6. (Polykondensation von Hexamethyldiamin und Adipinsäure).