




SABAguard®

Packung 24 Stück grün, 45 cm, HR-17, USP 3/0, Stärke 2



Artikelnr.: 215526
Hersteller: SABANA Medizinbedarf GmbH
Gewicht: 0.133 kg
Höhe: 63 mm
Breite: 115 mm
Länge: 144 mm

€ 36,46

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Nadeln grün, 45 cm, HR-17, USP 3/0, Stärke 2

SABAguard® ist ein geflochtenes, synthetisches, nicht-resorbierbares steriles chirurgisches Nahtmaterial, bestehend aus Polyethylenterephthalat. Dieses Nahtmaterial ist zur Verbesserung der Handhabungseigenschaften sowie zur Verminderung der Kapillarität mit Silikon beschichtet.