



VITA Polish Hybrid

Dose 12 g



Artikelnr.: 215631
Hersteller: Vita Zahnfabrik
Gewicht: 0.034 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 48 mm
Länge: 48 mm

€ 54,30

Zzgl. MwSt.

Dose 12 g Paste

VITA Polish Hybrid ist eine Diamantpolierpaste zur extraoralen und finalen Hochglanzpolitur von Restaurationen aus Hybridkeramik, Komposit und Polymer. *VITA Polish Hybrid* Polierpaste wird empfohlen für die Politur von VITA ENAMIC und VITA ENAMIC multiColor. Sie eignet sich sehr gut in Verbindung mit den Polierkörpern des VITA ENAMIC Polishing Sets clinical und technical.