



WYPALL L Wischtücher

Karton 3.000 Tücher weiß, L10



Artikelnr.: 215701

Hersteller: Kimberly-Clark GmbH

Gewicht: 7.76 kg

Höhe: 183 mm

Breite: 390 mm

Länge: 585 mm

€ 72,66

Zzgl. MwSt.

Karton 3.000 Tücher weiß, L10

WYPALL L Wischtücher sind doppelt so saugfähig wie andere Wischtücher aus schnell trocknendem Kreppmaterial und man schafft die gleiche Aufgabe mit 15 % weniger Material.