



## EliReel

Rolle 200 m, 5,5 cm

---



Artikelnr.: 215806  
Hersteller: W&H Deutschland GmbH  
Gewicht: 1.204 kg  
Höhe: 220 mm  
Breite: 240 mm  
Länge: 410 mm

**€ 20,31**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Rolle** 200 m, 5,5 cm

Mit den *EliReel* Rollen sowie den bereits erhältlichen Seal Geräten vervollständigen wir unser Produktportfolio im Bereich SterilisationsVerpackung. Die *EliReel* Rollen sind in verschiedenen Größen erhältlich.

- Hohe Widerstandsfähigkeit: *EliReel* Rollen sind von W&H geprüft und validiert. Sie zeichnen sich durch höchste Widerstandsfähigkeit im Sterilisationsprozess aus. Da weniger beschädigte Beutel anfallen, haben dentale Fachassistenten mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben
- Hervorragende Trocknungseigenschaften: Nur vollständig trockene Beutel können dauerhaft gelagert werden. *EliReel* bietet dank sicherer Sterilgutverpackung Sicherheit für Praxen und Patienten
- Einfache Bedienung, einfaches Design: Bei *EliReel* gibt es nur eine externe Dampfanzeige, sodass die Gefahr von Fehlern oder einer Verwechslung mit Anzeigen zu anderen Sterilisationsmethoden ausgeschlossen ist