



# Assistina One

Stück

---



Artikelnr.: 215814  
Hersteller: W&H Deutschland GmbH  
Gewicht: 4.145 kg  
Höhe: 320 mm  
Breite: 374 mm  
Länge: 496 mm

**€ 1.490,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

## Stück Pflegegerät

- Kürzere Wiederaufbereitungszeit: Ölpflege und Reinigung des Spraykanals in lediglich 18 Sekunden
- Das ist halb so lange wie bei der Assistina 301plus
- Quick Connect by W&H: Das innovative Schnellanschlussystem beschleunigt und vereinfacht den Wechsel zwischen verschiedenen Handstücken
- Einfaches Management von Verbrauchsmaterialien: neues ONE Care Set mit HEPA-Filter, Activefluid und Service Oil F1, damit es beim Befüllen und bei der Nutzung von Verbrauchsmaterialien anderer Anbieter als W&H nicht zu Fehlern kommt
- Intuitive Benutzerfreundlichkeit: dank One-Touch-Starttaste und unkomplizierter Anzeige von Flüssigkeitspegeln
- Leichte Reinigung: Das neue Design garantiert Zeitersparnis und bessere Ergebnisse
- Gleicher Luftanschluss wie bei Assistina 301 plus