



KENDA® DENTAL POLISHERS

Packung 25 Stück neongrün, Form 15, grob, HP



Artikelnr.: 215913
Hersteller: Prodent Dentalbedarf GmbH
Gewicht: 0.1 kg
Höhe: 62 mm
Breite: 60 mm
Länge: 60 mm

€ 73,30

Zzgl. MwSt.

Packung 25 Polierer neongrün, Form 15, grob, HP

- Diagam Vorpolierer für Porzellan und Keramik
- Ihr Vorteil: rasche glatte Oberflächen auch bei härtestem Material
- Winkelstück
- Drehzahl: 7.500 – 10.000 U/min
- Sterilisieren im Autoklav bis 135 °C