



Medicom® Speichelsauger mit abnehmbarer Kappe

Packung 100 Stück, 13 cm, transparent



Artikelnr.: 215966
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.437 kg
Höhe: 48 mm
Breite: 176 mm
Länge: 213 mm

€ 5,18

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Sauger, 13 cm, transparent

Leicht zu biegender Speichelsauger mit transparenter, abnehmbarer Kunststoffkappe. Einmal gebogen und an den Patientenmund angepasst bleibt die Form des Saugers aufgrund des integrierten Metalldrahtes stets erhalten.

- Speichelsauger mit abnehmbarer Kappe, biegsam und formstabil
- MD Class IIa
- Länge: 13 cm oder 15 cm
- Inhalt: 100 Stück