



Becherspender

Stück



Artikelnr.: 215989

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.304 kg

Höhe: 285 mm

Breite: 100 mm

Länge: 100 mm

€ 27,51

Zzgl. MwSt.

Stück Becherspender

Verstellbarer *Becherspender* aus ABS-Kunststoff

- Selbstklebend
- Abmessungen: 100 x 280 mm
- Fassungsvermögen: ca. 50 Einwegbecher
- Verwendbare Bechergrößen: von 150 ml bis 200 ml