



WegoFix Zwei-Komponenten-Kleber

Packung 9,5 g Doppelkammerspritze, 10 Automix-Applikationskanülen



Artikelnr.: 216003
Hersteller: Wegold Edelmetalle GmbH
Gewicht: 0.052 kg
Höhe: 71 mm
Breite: 34 mm
Länge: 180 mm

€ 77,61

Zzgl. MwSt.

Packung 9,5 g Doppelkammerspritze, 10 Automix-Applikationskanülen

Der 2-Komponentenkleber „WegoFix“ ist ein Geschiebekleber der alle Erwartungen übertrifft, die Sie beim Verkleben von Konstruktions-, Verbinde- und Halte-Elementen an die Verarbeitung stellen!