



Dental LT Clear V2 Resin

Flasche 1 Liter clear, für Cartridge



Artikelnr.: 216022
Hersteller: Formlabs Inc.
Gewicht: 1.56 kg
Höhe: 241 mm
Breite: 203 mm
Länge: 76 mm

€ 349,00

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter Kunststoff clear, für Cartridge

Dental LT Clear Resin (V2) ist die zweite Generation unseres langfristig biokompatiblen Materials für den direkten Druck kostengünstiger, qualitativ hochwertiger Schienen und Okklusionsschienen vor Ort. Dieses höchst robuste und bruchfeste Material wurde farblich angepasst, um durchsichtige Schienen zu drucken, die bis zu hoher Transparenz poliert werden können und Verfärbungen auf lange Zeit widerstehen. So können Sie noch stolzer auf Ihre fertigen dentalen Anwendungen sein. Bei *Dental LT Clear Resin (V2)* handelt es sich um eine Neuformulierung von *Dental LT Clear Resin*.

- Verfügbar für den Form 3B und Form 2
- Nicht mit dem Form 3 kompatibel
- Unterstützte Druckauflösungen: 100 Mikrometer
- Nachhärtung erforderlich
- Kompatibel mit jedem Form 3B oder Form 3 Resin Tank
- Für den Form 2 ist ein Resin Tank LT erforderlich