



smart Nitrilhandschuhe light

Packung 100 Stück puderfrei, weiß, XS



Artikelnr.: 216027
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.36 kg
Höhe: 50 mm
Breite: 120 mm
Länge: 240 mm

€ 3,15

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Handschuhe puderfrei, weiß, XS

Der puderfreie Untersuchungshandschuh Nitril light ist extra dünn und ist dadurch besonders gefühlsecht. Der smart Nitril light ist super sensitiv und hat angeraute Fingerkuppen. Erfüllt die EN 455 und EN 374, AQL 1,5.