



IST®classic NEU -Set nach Prof. Hinz

Set 980020



Artikelnr.: 216231

Hersteller: Dr. Hinz Dental-Vertriebs

Gewicht: 0.449 kg

Höhe: 50 mm

Breite: 185 mm

Länge: 300 mm

€ 188,87

Zzgl. MwSt.

Set 1 Paar Führungsstege, 4 Befestigungsteile inkl. Schrauben, Folien Ø 125 mm, 30 g Polymer, 20 ml Monomer, 1 Sicherheitsschlüssel, 1 Bissgabel, 1 Aufbewahrungsdose zur hygienischen Aufbewahrung

Das *IST®classic^{Neu}* ist ein im Tiefziehverfahren gefertigtes Zweischiene-System. Vestibulär eingearbeitete Führungsstege fixieren die Lage des Unterkiefers in einer festgelegten Vorschubstellung (ca. 50 % der maximalen Vorbissmöglichkeit). Durch die veränderten Befestigungspunkte wird bei einer Öffnungsbewegung das Rotieren des Unterkiefers nach ventral verstärkt.

Indikation: Bei ausgeprägter Spee'scher Kurve und wenn dorsal nur eine Sperrung von weniger als 5 mm möglich ist.